

Counterdiffusion Screening Kit® GCB-CSK

PARA CRISTALIZACIÓN DE PROTEÍNAS

Que necesitas para usar los Counterdiffusion Screening Kits:

- Un Counterdiffusion Screening Kit
- [Capilares](#) (0.1 mm ID recomendados)
- Cera

Kits disponibles: □□□□□□□□



Kit de 6 condiciones:

PEG 4000, MgCl₂, Tris.HCl pH 8.5
PEG 4000, NH₄ Acetate, Na Acetate pH 4.6
PEG 8000, Mg Acetate, Na Cacodyl pH 6.5
Na Citrate, Na Hepes pH 7.5
NH₄ Sulfate, PEG 400, Na Hepes pH 7.5
PEG 1500

Kit de 12 condiciones (las seis condiciones anteriores más las siguientes):

NH₄ Sulfate, Tris.HCl pH 8.5
PEG 4000, Li Sulfate, Tris.HCl pH 8.5
PEG 8000, NH₄ Sulfate
PEG 8000, Tris.HCl pH 8.5
Isopropanol, PEG 4000, Na Hepes pH 7.5
PEG 8000, Zn Acetate, Na Cacodyl pH 6.5

Kit de 24 condiciones (las doce condiciones anteriores más las siguientes):

MPD, CaCl₂, Na Acetate pH 4.6
NH₄ Phosphate, Na Citrate pH 5.6
PEG 400, Na Citrate, Tris.HCl pH 8.5
PEG 400, CaCl₂, Na Hepes pH 7.5
Li Sulfate, Na Hepes pH 7.5
PEG 4000, NH₄ Sulfate, Na Acetate pH 4.6

MPD, Mg Acetate, Na Cacodyl pH 6.5
 PEG 8000, NaAc, Na Cacodyl pH 6.5
 Na Formate
 Na Formate, Na Acetate pH 4.6
 K,Na Phosphate, Na Hepes pH 7.5
 PEG 8000, K Phosphate

Reference	Units per pack	Price
GCB-CSK-06	6 GCB-Dominó	75,00 €
GCB-CSK-12	12 GCB-Dominó	140,00 €
GCB-CSK-24	24 GCB-Dominó	260,00 €

Recomendamos usar los siguientes capilares para el uso de estos kits:

Referencia	Unidades por pack	ID (mm)	OD (mm)	Longitud (mm)	Volumen	Precio
CP-01-50		25		0,1		0,17
CP-01-40		25		0,1		0,17
CP-01-30		25		0,1		0,17

Kits a la carta:

También dispones de la posibilidad de recibir tu Counterdiffusion Screening Kit con la condiciones que te interesen. Para hacer un pedido, simplemente envíe un correo electrónico a [triana@trianatech.com](mailto: triana@trianatech.com) con la lista de productos y servicios que usted necesite o desde el menú "*pedidos*"

.

Referencias

1.

M. S. Kimber et al., PROTEINS: Structure, Function, and Genetics 51:562-568 (2003)